

INSTRUÇÕES DE USO

ESPELHO BUCAL

Espelho Clínico Odontológico

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Espelho Clínico AF do BRASIL é um produto autoclavável, fabricado em aço inox, o que traz alta qualidade, confiabilidade e resistência. Destinado à profissionais da odontologia que procuram eficiência e qualidade no atendimento de seus pacientes.

2. APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 12 unidade e/ou individual;

Disponíveis nos seguinte modelos:

- Espelho Clínico Plano nº 3;
- Espelho Clínico Plano nº 5;
- Espelho Clínico 1º Plano Front Surface nº 5.

3. COMPOSIÇÃO

Aço Inox 304 e Vidro.

4. INDICAÇÃO DE USO

É indicado como um refletor de imagem, utilizado na visualização da arcada dentária, em intervenções e apoio em procedimentos odontológico.

5. CONSERVAÇÃO / ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local fresco, seco e sem incidência direta de irradiação solar.

6. INSTRUÇÕES PARA USO

- O Espelho deve ser encaixado (rosqueado) ao cabo que é vendido separadamente;
- Leve à cavidade bucal para que possa ser utilizado nos procedimentos destinados.

7. CONTRA INDICAÇÕES

Não se aplica.

8. ADVERTÊNCIAS

Verifique sempre se o produtos está em perfeito estado e não contem defeitos;

9. CUIDADOS ESPECIAIS

Não se aplica.

10. VALIDADE

O Espelho Clínico AF do BRASIL tem validade de 5 anos, após a data de fabricação.