



AF do **BRASIL**
Produtos Odontológicos

Eficiência, Qualidade e Valor Justo.

Fluxo para Solda Prata

Fluído para Solda Odontológica



O Fluxo para Solda Prata é utilizado para unir metais através de brasagem, permitindo soldas uniformes e sem bolhas. É aplicado na maioria dos processos de solda branda e brasagem, exceto os que são realizados sob atmosferas protetoras em fornos especiais.

Sua função principal é dissolver a camada de óxidos metálicos que se forma na superfície do metal base durante o aquecimento, proteger a poça de metal fundido da atmosfera normal até a solidificação, e reter os resíduos removidos em sua massa fundida.

INDICAÇÃO

Indicado para unir metais através de brasagem, permitindo soldas uniformes e sem bolhas.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 20ml de Fluxo para Solda Prata AF do BRASIL.



nº 80432419002

