



AF do **BRASIL**
Produtos Odontológicos

Eficiência, Qualidade e Valor Justo.

Selaf

Selante para Fóssulas e Fissuras



O SELAF Selante para Fóssulas e Fissuras é uma barreira mecânica formada por resina tixotrópica fotopolimerizável contendo mais de 58% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Pode ser utilizado em dentes posteriores decíduos e/ou permanentes com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de cáries.

INDICAÇÃO

Indicado para o selamento de fóssulas e fissuras, em dentes posteriores de geometrias complexas com o intuito de evitar o acúmulo de resíduos de alimentos, em dentes recém erupcionados ou pacientes com alta atividade cariogênica.

APRESENTAÇÃO

1 seringa de SELAF com 3g e 3 pontas aplicadoras ou 5 seringas de SELAF com 3g cada e 20 pontas aplicadoras + Ácido Condaaf 37% - Condicionador Ácido Fosfórico Gel.



nº 80432419015

